

Gazelab



Control de Motilidad Ocular

Estrabismo
Parálisis oculomotora
Forias
Tropias
Pupilas
Nistagmo
Sacádicos



Objetivo
Preciso
Rápido

Conectividad DICOM-PACS




ESTRABISMO: LA MEJOR MEDIDA

¡HAZLO FÁCIL!



NISTAGMO

HORIZONTAL, VERTICAL, ROTACIONAL, LATENTE, MANIFIESTO, DISOCIADO, ALTERNANTE, PENDULAR, RESORTE, PUNTO NULO, 9 POSICIONES




Nistagmografía binocular y monocular (100fps).

Registro en video y medida automática de todos los parámetros de la oscilación:

Amplitud, frecuencia, tiempos, promedios y punto de bloqueo.

PUPILÓMETRO

Ej: Test reflejo pupilar



Medida monocular/binocular de parámetros pupilares:

Amplitud y tiempo de contracción, tiempo de relajación (del 50% 75% y 90% de la amplitud). Periodo y amplitud de movimientos tónicos.

Documenta fácilmente reflejos pupilares (problemas de vía aferente o eferente), anisocoria y cualquier defecto en la motilidad pupilar